



# ScopeInject & ScopeInject Plus

Injektionsnadel

Entwickelt,  
um sich an  
Ihre Situation  
anzupassen




# Scopelject Injektionsnadel

	Referenz	Katheter		Nadel		VE
		Ø (mm)	Länge (cm)	Ø (G / mm)	Länge (mm)	
<b>Scopelject - Injektionsnadel</b>						
	IN-241621045081	2,4	160	21 / 0,72	4,0	10
	IN-241623045082	2,4	160	23 / 0,57	4,0	10
	IN-241625045083	2,4	160	25 / 0,45	4,0	10
	IN-242321045081	2,4	230	21 / 0,72	4,0	10
	IN-242323045082	2,4	230	23 / 0,57	4,0	10
	IN-242325045083	2,4	230	25 / 0,45	4,0	10
<b>Scopelject Plus - Injektionsnadel mit spiralförmiger Hülle</b>						
	IN-2416-2304M-5313	2,4	160	23 / 0,57	4,0	10
	IN-2416-2504M-5313	2,4	160	25 / 0,45	4,0	10
	IN-2423-2304M-5313	2,4	230	23 / 0,57	4,0	10
	IN-2423-2504M-5313	2,4	230	25 / 0,45	4,0	10

Nadel in der Länge 6,0mm ebenfalls erhältlich, bitte fragen Sie uns.


## Merkmale

- ▶ Ergonomischer und sicherer Griff, **der mit einer Hand bedient werden kann.**
- ▶ **Sicher in der Anwendung:** Klick-/Entsperrsystem, mit dem die Nadel sowohl in der "ausgefahrenen" als auch in der "eingefahrenen" Position gesichert werden kann.
- ▶ **Dreifach abgeschrägte Nadel** für **sichere** und **präzise** Punktionen.
- ▶ Das distale Ende ist mit einer Schutzkappe abgedeckt, um versehentliche Verletzungen beim Öffnen der Verpackung zu vermeiden.



## Weitere Merkmale von Scopelject Plus

- ▶ **Beseitigt das Phänomen, dass sich die Nadel** in den Katheter zurückzieht, wenn die Nadel belastet wird und/oder bei der Punktion von stark faserigem Gewebe.
- ▶ **Kein Risiko der Perforation der Hülle** bei stark abgewinkelter Endoskopposition.



**Beschreibung:** Scopelject & Scopelject Plus Injektionsnadel. **Indikationen:** Endoskopische Injektion eines Sklerosierungsmittels in die Magen-Darm-Schleimhaut. **Klasse:** IIa. **Notifizierende Stelle:** CE0123. **Hersteller:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** SI\_G\_2, Rev.02. Datum: 20-04-2023

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

### Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: [info.de@creomedical.com](mailto:info.de@creomedical.com)

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

