

# ScopeInject & ScopeInject Plus



Aguja de Inyección

Diseñado para adaptarse  
a las distintas situaciones  
a las que se enfrentan los  
usuarios.



# Scopelject


## Aguja de Inyección

	Referencia	Catéter		Aguja		Cant.
		Ø (mm)	Longitud (cm)	Ø (G / mm)	Longitud (mm)	
<b>Scopelject - Aguja de Inyección</b>						
	IN-241621045081	2,4	160	21 / 0,72	4,0	10
	IN-241623045082	2,4	160	23 / 0,57	4,0	10
	IN-241625045083	2,4	160	25 / 0,45	4,0	10
	IN-242321045081	2,4	230	21 / 0,72	4,0	10
	IN-242323045082	2,4	230	23 / 0,57	4,0	10
	IN-242325045083	2,4	230	25 / 0,45	4,0	10
<b>Scopelject Plus - Aguja de inyección con recubrimiento en espiral</b>						
	IN-2416-2304M-5313	2,4	160	23 / 0,57	4,0	10
	IN-2416-2504M-5313	2,4	160	25 / 0,45	4,0	10
	IN-2423-2304M-5313	2,4	230	23 / 0,57	4,0	10
	IN-2423-2504M-5313	2,4	230	25 / 0,45	4,0	10

Aguja de 6,0 mm de longitud también disponible, consúltenos.


## Características

- ▶ Mango ergonómico y seguro, **manejable con una sola mano**.
- ▶ **Manejo seguro:** sistema click/unclick que permite fijar la aguja tanto en posición "fuera" como "dentro".
- ▶ **Triple aguja biselada** para punciones **seguras y precisas**.
- ▶ Extremo distal cubierto con una punta protectora, para evitar lesiones accidentales al abrir el envase.



## Características adicionales de Scopelject Plus

- ▶ **Elimina el problema de retracción de la aguja** en el catéter cuando la aguja está sometida a tensión y/o durante punciones de tejido muy fibroso.
- ▶ **Sin riesgo de perforación de la vaina** en situaciones de endoscopia muy acodada.



**Descripción:** Aguja de inyección Scopelject. **Indicaciones:** Inyección endoscópica de un agente esclerosante en la mucosa gastrointestinal. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0123. **Fabricante:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del prospecto o del etiquetado del dispositivo. **Versión:** SI\_S\_4. Rev.04. Date 09-03-23

Distribuido en España por:

**Creo Medical S.L.**

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1  
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

