


ScopeGrasp




Grijptang

- Een breed gamma voor de extractie van een breed scala aan vreemde lichamen van verschillende vormen en consistenties, zowel voor spijsverterings- als bronchiale endoscopie.



**Verschillende vormen
en consistenties, voor
spijsverterings- en
bronchiale endoscopie.**



ScopeGrasp - Grijptang							
Bek	Referentie	Katheter		Bek opening (mm)	Kleurcode	Roteerbaar	Aantal
		Ø (mm)	Lengte (cm)				
	PELIKAAN (rattentand/alligator combinatie)						
	GF-18125033	1,8	120	8,5	Geel	✗	10
	GF-18185033	1,8	180	8,5	Geel	✗	10
	GF-23235033	2,3	230	8,3	Blauw	✗	10
	GF-232350310	2,3	230	15,0	Blauw	✗	10
	GF-23235039	2,3	230	8,3	Blauw	✓	5
	ALLIGATOR						
	GF-23235031	2,3	230	8,7	Blauw	✗	10
	RATTENTAND						
	GF-18075032	1,8	70	4,6	Geel	✗	10
	GF-18165032	1,8	160	4,6	Geel	✗	10
	GF-18235032	1,8	230	4,6	Geel	✗	10

Kenmerken

- ▶ **Steriel en éénmalig gebruik:** vermindert het risico op nosocomiale infecties, klaar voor gebruik voor noodextracties en altijd functioneel.
- ▶ **Diabolo handvat** voor een veilige grip en gecontroleerde beweging.
- ▶ **Kleurgecodeerd** voor snelle identificatie van de manteldiameter.
- ▶ **Openingsmechanisme van het pantograaf type** dat extractie mogelijk maakt, zelfs in geanguleerde endoscopen.
- ▶ **Drie modellen beschikbaar**, voor de extractie van een breed scala aan vreemde lichamen van verschillende vormen en consistenties.
- ▶ **Roteerbaar model**, om de positionering van de tang op het te extraheren vreemde lichaam te vergemakkelijken.

Omschrijving: ScopeGrasp grijptang voor éénmalig gebruik. **Indicaties:** Endoscopische extractie van vreemde voorwerpen. **Klasse:** IIa. **Notified body:** Ce0123. **Fabrikant:** Hangzhou AGS MedteCh Co, Ltd. **Correct gebruik:** Lees voor gebruik zorgvuldig de instructies in de bijsluiter of op het etiket van het hulpmiddel. **Version:** GF_B_1. Rev.01. Date 08-02-23

Creo Medical erkende lokale distributeur

Creo Medical SRL

42, Rue des Vétérinaires-Veeartsenstraat,

Module B, 1070 Brussels, Belgium

Email: info.be@creomedical.com

Tel: +32 2 343 50 01

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Afbeeldingen kunnen niet-standaardopties weergeven.